



DUOLIFT Sequential

Duolift Sequential Face

Je špičkový francouzský přístroj, využívající moderní technologie radiofrekvence, ultrazvuku a luminoterapie.

Radiofrekvenční ošetření je vhodné pro náročné klienty, které chtějí oddálit chirurgický zákrok nebo botoxové injekce, ale i pro ty kteří si chtějí dlouhodobě udržet svěží a mladistvý vzhled. Duolift Sequential velice intenzivně působí proti známám stárnutí pokožky, minimalizuje tvorbu vrásek, dodává pleti pevnost a pružnost, odbourává podkožní tuk v oblasti dvojité brady, redukuje viditelné stárnutí nejenom na obličeji ale i krku a dekoltu.

Pro všechny typy ošetření přístrojem Duolift Sequential byla vyvinuta speciální francouzská dermokosmetika, která zaručuje okamžitě viditelné a dlouhotrvající výsledky.



Ošetření s Duolift Sequential probíhá ve 4 fázích

1. Ultrazvuková špachtle – soft peeling

Ultrazvukový peeling pracuje na principu velice jemných vibrací, které naprosto bezbolestně a velmi účinně hluboce čistí pleť a odstraňuje z pórů všechny nečistoty a odumřelé buňky a zároveň provádí velmi jemnou mikromasáž.

2. Ultrazvuková mezoterapie

Působením ultrazvuku se mění tlak v okolních tkáních. Částičky hmoty tkáně se rychle rozkmitají, dochází ke zvýšení propustnosti mezibuněčných prostor a vlivem tření také k mechanické masáži.

Pomocí ultrazvuku pronikají aktivní látky z kosmetických přípravků hluboko do pokožky.

Aktivuje se tvorba elastinových a kolagenových vláken a tím se hluboce regeneruje pokožka a potlačuje tvorba vrásek. Dostavují se prvotřídní výsledky v omlazení obličeje.

3. Radiofrekvenční ošetření

Radiofrekvenční technologie (RF) fungují na principu zahřátí cílové tkáně na požadovanou teplotu. RF sonda přes speciální vodivý gel vytváří v dermis rovnoměrně zahřátou zónu.

Teplota působí velmi pozitivně na fibroblasty. Fibroblasty jsou buňky, které vylučují proteiny pojivové tkáně kolagen a elastin, redukují a vyhlazují vrásky. Po RF terapii dochází k vypnutí a zpevnění pokožky, silné hydrataci a viditelnému omlazení, RF ošetření příznivě působí proti akné.

Radiofrekvenční ošetření působí na pokožku 2 hlavními faktory.

1. Aktivuje tvorbu nových kolagenových a elastinových vláken (dlouhodobější proces, který trvá cca 2–3 týdny).
2. Aktivuje metabolismus (zvýšení rychlosti biochemických reakcí) v ošetřované oblasti, okamžitá silná hydratace (voda ze spodních částí dermis vystupuje vzhůru), dochází k remodelaci kůže.

4. Luminoterapie (chromoterapie)

Luminoterapie je velmi účinnou a oblíbenou metodou při ošetřování pokožky působením světla určité vlnové délky ze silně zářících LED diod.

Luminoterapie zesiluje účinky celkového ošetření a každé světlo je spojováno s určitou fází ošetření.

Při ošetření pleti dochází ke stimulaci buněčného metabolismu, zlepšení mikrocirkulace, zvýšení aktivity zárodečných buněk kolagenu a elastinu a tím k viditelnému vyhlazení vrásek v obličeji.



Duolift Sequential disponuje několika barvami LED diod s těmito účinky:

Modré světlo: zklidňuje akné, na mastnou a citlivou pleť, zlepšuje metabolismus

Žluté, oranžové světlo: podporuje penetraci přípravků, proti vráskám a zčervenání, detoxikace

Červené, fialové světlo: tvorba kolagenu a elastinu, regenerace buněk, urychluje spalování tuků

Zelené světlo: zklidňuje, protizánětlivé, proti zčervenání, aktivuje lymfatické cesty, drenážní účinky

Tyrkysové světlo: zklidňuje, zjemňuje a stimuluje buňky

Co můžete od ošetření očekávat?

- intenzivní omlazení pokožky s okamžitým liftingem
- pokožce dodává zářivý vzhled a vitalitu
- zpevnění kontur a tvarování obličeje
- vyhlazení vrásek a předcházení vzniku nových
- silné hydratační a revitalizační účinky
- odbourávání podkožního tuku v oblasti dvojité brady
- redukuje stárnutí pokožky na krku a dekoltu
- odstraňování otoků pod očima
- normalizace mastné a aknézní pleti
- efektivní odstranění pigmentační abnormalit
- bezbolestné čištění pleti ultrazvukovou špachtlí
- podpora prokrvení pokožky a odvod zplodin metabolismu
- podpora vstřebávání účinných látek
- vysoká účinnost bez vedlejších účinků

Jaké jsou výhody sofistikované technologie?

- bezpečné neinvazivní ošetření
- maximální komfort a relaxace
- výsledky jsou znatelné ihned po ošetření a s každým dalším ošetřením se dále zlepšují
- přístroj posiluje biologický proces regenerace kůže
- ošetření pokožky se přizpůsobuje jejím individuálním vlastnostem
- klienti nejsou ve svých každodenních aktivitách nijak omezeni

Frekvence péče

Ošetření je možné provádět jednorázově místo klasické kosmetiky nebo v sérii několika ošetření, které celkový efekt prodlouží.

Celková kúra se skládá z 6 návštěv: 1x návštěvy týdně a následně udržovací návštěva 1x měsíčně.

